

# Baby Care

Balança digital para pesar e medir bebês



**ELP-25BB Baby Care**

**balmak®**

# Baby Care

Balança digital para pesar e medir bebês

**ELP-25BB Baby Care**

DESIGN  
MODERNO



DISPLAY LCD  
COM BACKLIGHT

PÉS COM  
REGULAGEM  
DE ALTURA





### **CAPA ALMOFADADA**

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.



### **FONTE DE ENERGIA**



### **FUNÇÃO TARA**


Max 10kg / 22lb  
Min 40g  
para pesagem de

<b>CAPACIDADE</b>	25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg		
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V / 1A		
<b>DISPLAY OPERADOR</b>	LCD (cristal líquido) com backlight, de baixo consumo energético		
<b>CONCHA ANATÔMICA</b>	Em polipropileno injetado na cor extra branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. <i>(Atende a norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês).</i>		
<b>GABINETE</b>	Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade.		
<b>TECLADO (E PAINEL DA BALANÇA)</b>	Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.		
<b>FUNÇÕES DO TECLADO</b>	Liga/desliga, Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite passagem descontando o peso de traveseiros, fraldas cobertores, etc.		
<b>BUZZER SONORO</b>	Sonorização de teclas durante a digitação.		
<b>PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA</b>	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens.		
<b>DIMENSÕES</b>	Gabinete: 33,5L x 33,58P x 11,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm.		
<b>PESO DA BALANÇA</b>	2,750kg + 0,500kg versão bat	Peso de embarque da balança	3,750kg + 0,500kg versão bat
<b>CONSUMO</b>	03W ou 7W durante a recarga da bateria (quando houver).		
<b>FUNÇÃO ECO</b>	A <b>BaBy Care</b> apresenta recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação ( <i>backlight</i> ) é totalmente reativada no momento em que a balança estiver em operação de pesagem.		
<b>GARANTIA</b>	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.		

# OPCIONAIS

## BOLSA

Prática bolsa personalizada que permite o carregamento da balança quando utilizada em campo.



## CONCHA ANATÔMICA ANTROPOMÉTRICA

Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm.

## CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL

Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais.



## BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL

Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo a ser ligado na rede elétrica. Possui indicador “bargrap” que aponta o nível de carga durante o uso).



## CONEXÃO INTERFACE SERIAL

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.



**balmak**<sup>®</sup> | **30**  
ANOS

Presente nas suas melhores escolhas!

f @ /balmakbalancas

[balmak.com.br](http://balmak.com.br)

Catálogo Baby Care (REV1, março 2023) - A Balmak segue uma política de contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais alterações, erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.