


# balmak

evolução. revolução.





## LINHA ANTROPOMETRIA

(mensuração de medidas físicas do corpo humano)

A BALMAK é o fabricante nacional **PREMIUM** com a mais completa linha de ANTROPOMETRIA para uso clínico, avaliação física e fitness.

São infantômetros, estadiômetros, fitas e adipômetros especialmente desenvolvidos combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design.

Produtos que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade na mensuração de medidas físicas do corpo humano e suas partes, como comprimento ou circunferência.

Comprove a qualidade e experiência superior que só a Balmak, e suas muitas soluções, podem oferecer!




## **LANÇAMENTO**

### iTec Ultrassonic

Estadiômetro automático com tecnologia ultrassônica



Corpo injetado em plástico ABS



Alta tecnologia e fácil manuseio (medição acompanhada / desacompanhada)

## **DESCRIÇÃO**

**Faixa de medição:** de 30 até 200 cm

**Resolução:** em centímetros

**Graduação:** 0,1 cm **Tolerância:** +/- 1 cm **Dimensões:** 25x7x6 cm

Função: controle através de um único botão

Utilidade: para uso em clínicas, hospitais, consultórios,

academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de

materiais e/ou fabricação

Display LCD Feedback sonoro

Alimentação interna recarregável

(acompanha fonte de alimentação)

Desligamento automático





## **LANÇAMENTO**

#### **GONIO-360**

Goniômetro grande em PVC



## **LANÇAMENTO**

#### **CLINIC-PRO-MAX**

Adipômeto científico, de uso profissional - com maleta



Fácil leitura com apenas um ponteiro

#### **INF-100P**

Infantômetro horizontal portátil para medir crianças, com paquímetros deslizadores





detalhe da régua

novo design da escala



#### **EST-221**

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças, compacto, com fita de medição mecânica





produto com acabamento premium



solução compacta que economiza espaço, janela de visualização no cabeçote medidor facilita a leitura

## **DESCRIÇÃO**

Faixa de medição: de 0 até 220 cm

**Resolução:** em milímetros **Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/-5mm em 220 cm.

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado, fita de medição metálica **Utilidade:** Para uso em clínicas, maternidades, consultórios

e saúde pública em geral

**Instalação:** Acompanha parafusos para fixação na parede **Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de

materiais e/ou fabricação

## **EST-222**

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças



produto com acabamento premium



paquímetro deslizador



instalação simples e fácil

## **DESCRIÇÃO**

Faixa de medição: de 60 até 200 cm

**Resolução:** em milímetros **Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/-5mm em 200 cm.

**Matéria Prima:** Alumínio anodizado + plástico ABS injetado **Utilidade:** Para uso em clínicas, hospitais, consultórios,

academias, e saúde pública em geral

**Instalação:** Acompanha parafusos para fixação na parede **Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de

materiais e/ou fabricação



#### **EST-223**

Estadiômetro vertical, portátil, de piso, para medir adultos e crianças







paquímetro deslizador



totalmente portátil: aplicado sobre o piso em qualquer ambiente

## **DESCRIÇÃO**

Faixa de medição: de 85 até 210 cm

**Resolução:** em milímetros

Graduação: 1 mm

**Tolerância:** +/-5mm em 210 cm.

**Matéria Prima:** Alumínio anodizado + plástico ABS injetado **Utilidade:** Para uso em clínicas, hospitais, consultórios,

academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de

materiais e/ou fabricação

### **CLINIC-BASIC**

Adipômetro/plicômetro clínico para aferição de dobras cutâneas (modelo econômico)





**Amplitude de leitura:** 0 a 70 mm **Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm.

**Dimensões:** 17 cm comprimento x 9,5 cm largura

**Tolerância:** + / - 5mm em 70mm **Matéria Prima:** Plástico ABS injetado

**Impressão:** Silk screen diretamente o corpo, garantindo

longa durabilidade

**Utilidade:** Para uso em clínicas, consultórios e academias

e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em

materiais e/ou fabricação



pequeno e portátil

## **CLINIC-PRO**

Adipômetro/plicômetro clínico para aferição de dobras cutâneas



corpo injetado em plástico ABS



**Amplitude de leitura:** 0 a 80 mm **Resolução:** em milímetros

Graduação: 1 mm.

**DESCRIÇÃO** 

**Pressão da mola:** + / - 10g/mm2 **Material da mola:** aço inoxidável

**Dimensões:** 28 cm comprimento x 25 cm largura

**Tolerância:** + / - 5mm em 80mm

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado + alumínio

anodizado

**Impressão:** Silk screen diretamente o corpo, garantindo

longa durabilidade

Utilidade: Para uso em clínicas, consultórios e academias

e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade

em materiais e/ou fabricação



molas e parafuso em aço zincado de alta resistência

#### **FM-150**

Fita de medição de circunferência ergonômica



para medições precisas do corpo (cabeça, abdómen, etc), manuseio confortável por se tratar de produto com apenas 42g e com medidas de apenas 8 x 5,5cm.

## **DESCRIÇÃO**

**Faixa de medição:** de 0 até 150 cm

**Resolução:** em milímetros **Graduação:** 1 mm.

**Tolerância:** + / - 5mm em 150 cm.

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado, fita em PVC **Função:** apresenta botão central para travamento e

destravamento da fita.

Utilidade: Para uso em clínicas, hospitais, consultórios academias,

e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em

materiais e/ou fabricação



## **VANTAGENS DA LINHA ANTROPOMETRIA BALMAK**



Medições precisas do corpo humano: cabeça, tronco, abdómen e membros.



**Produto de manuseio confortável**, com tecnologia de ponta, e design leve e elegante



Mais por menos: alto valor agregado, com a garantia de preço competitivo



A BALMAK é a indústria de pesagem, rotulagem e medidas que mais evoluiu e cresceu no Brasil na última década. Está localizada em Santa Bárbara d´Oeste a apenas uma hora da cidade de São Paulo.







## www.balmak.com.br 0800 771 79 81 vendas@balmak.com.br

#### **FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS**

Revenda food-service, varejo, atacado, automação comercial & industrial e balanceiros

Saúde, revenda farma, revenda médico-hospitalar, pet-veterinário, fitness e bem estar

E-mail:

E-mail:

comercial1@balmak.com.br

comercial2@balmak.com.br

Skype:

Skype:

comercial1.balmak

comercial2.balmak

**WhatsApp:** 19 98163 0824

WhatsApp:

19 98936.0302





Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o uso e operação do produto? Fale **GRATUITAMENTE** com nosso

#### DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone 0800 771 79 81

(seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, exceto feriados) ou ainda através do email: dpv@balmak.com.br



evolução. revolução.